


抗Hibadhモノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - P31937

商品番号: CM0007630



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのHIBADHウサギモノクローナル抗体。BCAA（分岐鎖アミノ酸）異化代謝に関与するミトコンドリア酵素、ヒト・マウス・ラットの3-

ヒドロキシイソ酪酸脱水素酵素を検出します。代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	HIBADH ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	NS5ATP1; HIBADH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11112
GeneID	11112
免疫原	ヒトHIBADH (NP_689953.1) のアミノ酸37-336に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31937
タンパク質重量	35kDa
配送	アイスパック