


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Hibadhポリクローナル抗体 - P31937

商品番号: CM0024245



前書き

ヒトHIBADHに対するウサギポリクローナル抗体。W
B、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、
ラットと交差反応します。分岐鎖アミノ酸異化に関与
するミトコンドリア酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HIBADH Rabbit pAb
備考/エイリアス	NS5ATP1; HIBADH
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11112
遺伝子ID	11112
免疫原	ヒトHIBADH (NP_689953.1) のアミノ酸37-336に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31937
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋