


Anti-Hibch Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q6Nvy1

商品番号: CM0020742



前書き

ヒトHIBCH（3-ヒドロキシイソブチリル-CoAヒドララーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。バリン異化代謝における43kDaのミトコンドリア酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HIBCH Rabbit pAb
備考/別名	HIBYLCOAH; HIBCH
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26275
遺伝子ID	26275
免疫原	ヒトHIBCH (NP_055177.2) のアミノ酸33-330に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6NVY1
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋