

Anti-Hif1A Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q16665

商品番号: CM0011166



前書き

ヒトHIF1αに対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。低酸素研究、がん生物学、および転写制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HIF1α Rabbit mAb
備考/別名	HIF1; MOP1; PASD8; HIF-1A; bHLHe78; HIF-1α; HIF1-ALPHA; HIF-1-alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3091
GeneID	3091
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q16665
タンパク質分子量	83 kDa/93 kDa/96 kDa
配送	アイスバッグ