

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Hif1Aウサギポリクローナル抗体 - Q16665

商品番号: CM0017740



前書き

HIF1α（ヒト、マウス、ラット）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに使用できます。低酸素応答のマスターレギュレーターである低酸素誘導因子1αを標的とします。CamelBioより入手可能です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HIF1αウサギpAb
備考/別名	HIF1; MOI1; PASD8; HIF-1A; bHLHe78; HIF-1alpha; HIF1-ALPHA; HIF-1-alpha; HIF1α
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3091
GeneID	3091
免疫原	HIF1α (NP_001521.1) のアミノ酸400～500内の配列に対応する合成ペプチド。
由来動物	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16665
タンパク質分子量	83 kDa/93 kDa/96 kDa
輸送条件	保冷バッグ