

抗Hif1An/Fih-1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q9Nwt6

商品番号: CM0007746



前書き

ヒトHIF1AN/FIH-1（SWISS Q9NWT6）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。低酸素および酸素センシング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] HIF1AN/FIH-1 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	FIH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55662
GeneID	55662
免疫原	ヒトHIF1AN/FIH1（NP_060372.2）のアミノ酸1-349に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NWT6
タンパク質重量	41kDa
配送	アイスバッグ