

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Hif1An/Fih1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nwt6

商品番号: CM0024166



前書き

HIF1AN/FIH1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ヒトおよびマウスに反応します。研究およびアッセイ開発における低酸素シグナル伝達と酸素センシングの調査に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HIF1AN/FIH1 ウサギ pAb
備考/別名	FIH1; HIF1AN/FIH1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55662
遺伝子ID	55662
免疫原	ヒト HIF1AN/FIH1 (NP_060372.2) のアミノ酸1-349に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NWT6
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ