

Anti-Hif1An/Fih1 ウサギポリクローナル抗体 [Ko検証済み] For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Nwt6

商品番号: CM0030414



前書き

HIF1AN

(FIH1)に対するウサギポリクローナル抗体で、ノックアウト研究で検証済み。ヒト、マウス、ラットにおけるウェスタンブロット、IHC、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。低酸素誘導性因子アスパラギン水酸化酵素を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] HIF1AN/FIH1 ウサギ pAb
備考/別名	FIH1; H1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55662
GeneID	55662
免疫原	ヒトHIF1AN/FIH1 (NP_060372.2) のアミノ酸1-349に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NWT6
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ