

Anti-Hif1B/Arnt ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P27540

商品番号: CM0015920



前書き

ヒト HIF1β/ARNT

を対象としたウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒトおよびマウスと反応します。低酸素および異物シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HIF1β/ARNT Rabbit pAb
備考/別名	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1β/ARNT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	405
GeneID	405
免疫原	ヒト HIF1β/ARNT (NP_001659.1) のアミノ酸 420-485 領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P27540
タンパク質分子量	87kDa
配送	アイスパック