

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Hif1B/Arnt ウサギモノクローナル抗体 - P27540

商品番号: CM0003327



前書き

ヒトHIF1β/ARNT (P27540)

を特異的に検出するウサギモノクローナル抗体で、W B、IHC-P、ELISAで検証済みです。低酸素シグナル伝達およびダイオキシン応答経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HIF1β/ARNT ウサギ mAb
備考/別名	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1β/ARNT
種	ヒト
GeneID	405
免疫原	ヒトHIF-1β (P27540) のアミノ酸499-789に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	P27540
タンパク質分子量	87kDa
発送	保冷バッグ