


抗Hif3Aウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Y2N7

商品番号: CM0023804



前書き

HIF3A（低酸素誘導性因子3- α ）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISA用。ヒト、マウス、ラットで検証済み。低酸素および血管新生研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HIF3A ウサギ pAb
備考/別名	IPAS; MOP7; PASD7; HIF-3A; bHLHe17; HIF3- α -1; HIF3A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64344
遺伝子ID	64344
免疫原	ヒトHIF3A (NP_690008.2) のアミノ酸1-130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2N7
タンパク質分子量	72kDa
輸送	保冷バッグ