


Anti-Higd1A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y241

商品番号: CM0016400



前書き

ヒトHIGD1A (HIG1, RCF1a)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。呼吸鎖に関与するミトコンドリア複合体IVサブユニットを標的とします。低酸素およびミトコンドリア研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HIGD1A Rabbit pAb
備考/別名	HIG1; RCF1a; HIGD1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25994
GeneID	25994
免疫原	ヒトHIGD1A (NP_054775.2) のアミノ酸1-93以内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y241
タンパク質分子量	10kDa
配送	氷袋