


抗Hint1ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - P49773

商品番号: CM0002528



前書き

HINT1ウサギmAb (P49773) は、WB、IHC-P、IF/ICC、およびELISAでの使用が検証されたモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のHINT1を検出します。ヌクレオチド代謝および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HINT1ウサギmAb
備考/別名	HINT, NMAN, PKCI-1, PRKCNH1, HINT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3094
GeneID	3094
免疫原	ヒト HINT1 (P49773) のアミノ酸1-100番目の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49773
タンパク質重量	14kDa
配送	アイスバッグ