


Wb、If/Icc、Elisa用抗Hint1ウサギポリクローナル抗体 - P49773

商品番号: CM0018774



前書き

ヒトHINT1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ヌクレオチド代謝および転写制御に関与する14kDaタンパク質を認識します。アポトーシスおよびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HINT1 ウサギpAb
備考／別名	HINT; NMN; PKCI-1; PRKCNH1; HINT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3094
GeneID	3094
免疫原	ヒトHINT1 (NP_005331.1) のアミノ酸1~126に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49773
タンパク質分子量	14kDa
輸送	保冷バッグ