

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Hint1ウサギポリクローナル抗体 - P49773

商品番号: CM0012916



前書き

ヒトHINT1を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ヌクレオシド代謝物の加水分解およびアポトーシス制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HINT1 Rabbit pAb
備考/別名	HINT; NMN; PKCI-1; PRKCNH1; HINT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3094
GeneID	3094
免疫原	ヒトHINT1 (NP_005331.1) のアミノ酸1-126に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49773
タンパク質分子量	14kDa
配送	氷袋