

Wb・Elisa用抗Hip1ポリクローナル抗体 - O00291

商品番号: CM0029490



前書き

ヒトHIP1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに最適です。ヒトとマウスのHIP1を検出し、クラスリン媒介エンドサイトーシス、神経変性、がん研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	HIP1 ウサギ pAb
別名	SHON, HIP-I, ILWEQ, SHONbeta, SHONgamma, HIP1
対象種	ヒト
GeneID	3092
免疫原	ヒトHIP1 (NP_005329.3) のアミノ酸410～690番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	O00291
タンパク質分子量	116kDa
輸送方法	氷袋