

Wb、If/Icc、Elisa用抗Hip1Rポリクローナル抗体 - O75146

商品番号: CM0016015



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みの、HIP1R (HIP12) を標的とするウサギポリクローナル抗体。クラスリン介在性エンドサイトーシスおよび受容体輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HIP1RウサギpAb
備考／別名	HIP3; HIP12; ILWEQ; HIP1R
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9026
GeneID	9026
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHIP1R (NP_003950.1) のアミノ酸300～600に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75146
タンパク質分子量	119 kDa
配送	保冷バッグ