

Anti-Hipk2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、If-P、Elisa用） - Q9H2X6

商品番号: CM0004489

前書き

ヒトHIPK2に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。標的は転写、アポトーシス、DNA損傷応答に関与しています。研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HIPK2 Rabbit mAb
備考/別名	PRO0593; hHIPk2; HIPK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	28996
GeneID	28996
免疫原	合成ペプチド ヒトHIPK2 (Q9H2X6) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H2X6
タンパク質分子量	101kDa/128kDa/131kDa
配送	アイスバッグ