


Anti-Hippocalcin (Hpca) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P84074

商品番号: CM0002286



前書き

ヒトHippocalcin

(HPCA)を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。

ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。神経科学研究およびカルシウムシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Hippocalcin (HPCA) Rabbit mAb
備考/別名	BDR2; DYT2; Hippocalcin (HPCA)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3208
遺伝子ID	3208
免疫原	ヒトHippocalcin (HPCA) (P84074)のアミノ酸1-100に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P84074
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスバッグ