


Wb、Elisa用抗Hiraモノクローナル抗体 - P54198

商品番号: CM0011821



前書き

ヒトHIRAに対するウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットングおよびELISAで検証済みです。HIRAタンパク質は、複製非依存的クロマチン集合と細胞老化に関与するクロマチン制御因子です。細胞周期とクロマチン動態の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HIRA ウサギmAb
略称/別名	TUPI, DGCRI, TUPLE1, HIRA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7290
GeneID	7290
免疫原	ヒトHIRA(P54198)のアミノ酸550～675に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P54198
タンパク質分子量	112kDa
輸送方法	保冷剤