


Wb・Elisa用 抗Hira ポリクローナル抗体 - P54198

商品番号: CM0017907



前書き

クロマチンアセンブリ因子かつ転写リプレッサーであるヒトHIRA（TUP1/DGCR1）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。エピゲネティクス、細胞周期、細胞老化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HIRA Rabbit pAb
備考/別名	TUP1, DGCR1, TUPLE1, HIRA
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	7290
GeneID	7290
免疫原	ヒトHIRA（NP_003316.3）のアミノ酸250～550番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P54198
タンパク質分子量	112kDa
発送方法	保冷剤