

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Hirip3ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bw71

商品番号: CM0028934

前書き

ヒトHIRIP3に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ヒストンシャペロンとして、H2A-H2Bのクロマチン上への沈着を促進します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HIRIP3 ウサギ pAb
備考/別名	HIRIP3
種	ヒト
遺伝子ID	8479
免疫原	ヒトHIRIP3 (NP_003600.2) のアミノ酸417-556に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BW71
タンパク質分子量	62kDa
輸送	保冷バッグ