


## Wb、Elisa用Anti-Hist1H3Dポリクローナル抗体 - Q16695 / P68431

商品番号: CM0023055



### 前書き

HIST1H3D (H3.4/H3/g) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みです。ヒト、マウス、ラット、その他の種と反応すると予測されています。クロマチン生物学およびヒストン修飾の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 製品名        | HIST1H3DウサギpAb                                             |
| 備考／別名      | H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; ヒストンH3; HIST1H3A; HIST1H3D |
| 種          | ヒト                                                         |
| 遺伝子ID (ヒト) | 8290/8350                                                  |
| 遺伝子ID      | 8290/8350                                                  |
| 免疫原        | ヒトHIST1H3D (NP_003520.1) のアミノ酸1〜136に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。   |
| 由来         | ウサギ                                                        |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                  |
| 用途         | WB、ELISA                                                   |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲の反応性が予測されています）                           |
| SWISS      | Q16695/P68431                                              |
| タンパク質分子量   | 15 kDa                                                     |
| 配送         | 保冷剤                                                        |