


WbおよびElisa用抗ヒスタミンH2受容体ポリクローナル抗体 - P25021

商品番号: CM0016255



前書き

ヒトヒスタミンH2受容体（HRH2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISA用途で検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルを検出します。胃酸分泌およびGPCRシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HRH2ウサギpAb
備考／別名	H2R; HH2R; HRH2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3274
免疫原	ヒトHRH2（NP_001124527.1）のアミノ酸150～250内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25021
タンパク質分子量	40kDa
輸送	保冷剤