

抗ヒスタミンH3受容体 (Hrh3) ウサギポリクローナル抗体
(Wb、If/Icc、Elisa用) - Q9Y5N1

商品番号: CM0019699



前書き

ヒトヒスタミンH3受容体 (HRH3)
に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。W
B、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラット
との交差反応性があります。神経科学およびGPCR研
究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HRH3 ウサギ pAb
備考/別名	HH3R, GPCR97, HRH3
種	ヒト
GeneID	11255
免疫原	合成ペプチド ヒトHRH3 (NP_009163.2) のアミノ酸250-350に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5N1
タンパク質分子量	49kDa
発送	保冷バッグ