


抗ヒスタミンH4受容体 (Hrh4)

ウェスタンブロット・Elisa用ウサギポリクローナル抗体 - Q9H3N8

商品番号: CM0016038



前書き

ヒトヒスタミンH4受容体 (HRH4) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。免疫細胞の走化性および炎症性シグナル伝達研究用に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HRH4 ウサギ pAb
備考 / 別名	H4; H4R; BG26; HH4R; AXOR35; GPRv53; GPCR105; HRH4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	59340
遺伝子ID	59340
免疫原	ヒトHRH4 (NP_067637.2) のアミノ酸194-304に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H3N8
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ