

Wb、Elisa用 抗ヒスチジンリッチグリコプロテイン (Hrg) ポリクローナル抗体 - P04196

商品番号: CM0026174

前書き

ヒトヒスチジンリッチグリコプロテイン (HRG) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。凝固、血管新生、および免疫クリアランス機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HRG Rabbit pAb
備考/別名	HPRG; HRGP; THPH11; HRG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3273
GeneID	3273
免疫原	ヒトHRG (NP_000403.1) のアミノ酸20-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P04196
タンパク質分子量	60kDa
配送	氷袋