


抗ヒストンH1.0ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa対応) - P07305

商品番号: CM0009965



前書き

ヒトヒストンH1.0 (P07305)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHCパラフィン切片、ELISAで検証済み。マウスおよび他種との交差反応性あり。21kDa。クロマチン生物学および分化研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ヒストンH1.0 ウサギmAb
備考/別名	H10; H1.0; H1F0; H1FV; ヒストンH1.0
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H1
GeneID	3005
免疫原	ヒトヒストンH1.0 (P07305) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、その他（広範囲で予測）
SWISS	P07305
タンパク質重量	21kDa
配送	アイスバッグ