


抗ヒストンH1.2 (Hist1H1C) ウサギポリクローナル抗体 - P16403

商品番号: CM0028253



前書き

ヒトヒストンH1.2 (HIST1H1C) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。クロマチン凝縮研究やエピゲニティクス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	HIST1H1C Rabbit pAb
別名	H1C; H1.2; H1F2; H1s-1; HIST1H1C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3006
GeneID	3006
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
応用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16403
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷剤