


Wb、If/Icc、Elisa用抗ヒストンH1.2モノクローナル抗体 - P16403

商品番号: CM0002359



前書き

ヒトヒストンH1.2 (P16403)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。広範な交差反応性が予測されます。クロマチン生物学およびエピジェネティクス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Histone H1.2 Rabbit mAb
備考/別名	H1C; H1.2; H1F2; H1s-1; HIST1H1C; Histone H1.2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3006
GeneID	3006
免疫原	合成ペプチド (ヒトヒストンH1.2 (P16403) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、その他 (広範囲が予測)
SWISS	P16403
タンパク質分子量	21kDa
配送	アイスバッグ