


WbおよびElisa用 抗ヒストンH1.4 ウサギポリクローナル抗体 - P10412

商品番号: CM0019349



前書き

ヒトヒストンH1.4を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。クロマチン生物学およびエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Histone H1.4 Rabbit pAb
備考/別名	H1E; H1.4; H1F4; RMNS; H1s-4; HIST1H1E; dJ221C16.5; Histone H1.4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3008
GeneID	3008
免疫原	ヒトヒストンH1.4 (NP_005312.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10412
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋