

抗ヒストンH1Tポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P22492

商品番号: CM0019971

前書き

精巢特異的リンカーヒストンであるヒトHistone H1tを標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が確認されており、ヒト、マウス、ラットに対して反応性を示します。クロマチン生物学や精子形成研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Histone H1t ウサギ pAb
備考/別名	H1t; H1.6; H1FT; HIST1H1T; dJ221C16.2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H1
GeneID	3010
免疫原	ヒトHistone H1t (NP_005314.2) のアミノ酸150～207番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22492
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	氷袋