


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗ヒストンH2Aモノクローナル抗体 - P04908/P0C0S8

商品番号: CM0008546



前書き

ヒトヒストンH2A（P04908/P0C0S8）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、広範な種との交差反応が予測されます。クロマチンおよびエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Histone H2A Rabbit mAb
備考/別名	H2A.1; H2A.2; H2A/a; H2AC4; H2AFA; HIST1H2AE; Histone H2A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3012
GeneID	3012/8329
免疫原	合成ペプチド ヒトヒストンH2A（P04908）のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲が予測される）
SWISS	P04908/P0C0S8
タンパク質分子量	14 kDa
配送	氷袋