


抗ヒストンH2Afvウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q71Ui9

商品番号: CM0019487



前書き

CamelBioは、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みの抗ヒストンH2AFV（H2A.Z-2）ウサギポリクローナル抗体を提供しています。ヒト、マウス、ラットと反応し、クロマチン生物学やエピゲノム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Histone H2AFV ウサギ pAb
備考／別名	H2AV; H2AFV; H2A.Z-2; Histone H2AFV
種	ヒト
GeneID（ヒト）	94239
GeneID	94239
免疫原	ヒトHistone H2AFV（NP_036544.1）のアミノ酸1-128番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q71UI9
タンパク質分子量	13kDa
発送方法	氷袋梱包