


Ihc-P、Chip、Elisa用 抗ヒストンH2Axモノクローナル抗体 - P16104

商品番号: CM0002729



前書き

高特異性ウサギモノクローナル抗体、標的はヒストンH2AXです。IHC-P、ChIP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットなどと交差反応します。DNA損傷やクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ヒストンH2AX ウサギmAb
備考/別名	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Histone H2AX
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H2A
GeneID	3014
免疫原	合成ペプチド ヒトヒストンH2AX (P16104) のアミノ酸1~100の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IHC-P、ChIP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他 (広範囲で予測)
SWISS	P16104
タンパク質分子量	15kDa
発送方法	保冷剤