


抗ヒストンH2Axウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - P16104

商品番号: CM0018439



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのヒストンH2AX（ヒト、マウス、ラット）に対するウサギポリクローナル抗体。DNA損傷応答およびクロマチン生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒストンH2AX ウサギpAb
備考/別名	H2A.X; H2A/X; H2AFX; ヒストンH2AX
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H2A
遺伝子ID	3014
免疫原	合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	P16104
タンパク質重量	15kDa
配送	アイスバッグ