


Wb、Ip、Elisa、Chip用 抗ヒストンH2A.Z モノクローナル抗体 - P0C0S5

商品番号: CM0004786



前書き

ノックアウト法で検証済みの、ヒトヒストンH2A.Zに対するウサギモノクローナル抗体。WB、IP、ELISA、ChIPに使用可能。ヒト、マウス、ラット、その他種と交差反応性あり。クロマチンおよびエピジェネティクス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] ヒストンH2A.Z ウサギmAb
備考/別名	H2AZ; H2A.z; H2A/z; H2AFZ; H2A.Z-1; .Z
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3015
GeneID	3015
免疫原	合成ペプチド - ヒトヒストンH2A.Z (P0C0S5) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）
SWISS	P0C0S5
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ