


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗ヒストンH2B ポリクローナル抗体 - P62807 / Q16778

商品番号: CM0023630



前書き

ヒトヒストンH2B (P62807/Q16778)
に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISA用。ヒト、マウス、ラットおよび広範囲の種との交差反応性が予測されます。クロマチンおよびヌクレオソーム研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒストンH2B ウサギ pAb
備考/別名	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Histone H2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H2B
GeneID	3017/8349
免疫原	組換えタンパク質 ヒトヒストンH2B (NP_003519.1) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲予測）
SWISS	P62807/Q16778
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ