


抗ヒストンH2B ウサギモノクローナル抗体（Wb用） - P62807 / Q16778

商品番号: CM0005361



前書き

ヒトHistone

H2Bに対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IH
C-

P、ChIP、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、
マウス、ラットと交差反応します。クロマチンおよび
エピゲノム研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Histone H2B ウサギmAb
備考／別名	H2B; H2BE; H2BQ; GLI05; H2B.1; H2BFQ; H2BGLI05; H2B-GLI05; HIST2H2BE; ホルミル化Histone H2B-K108
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3017/8349
GeneID	3017/8349
免疫原	ヒトHistone H2B（NP_003519.1）のアミノ酸1～126番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, ChIP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62807/Q16778
タンパク質分子量	14 kDa
発送方法	保冷剤梱包