


## 抗ヒストンH2B ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P62807 / Q16778

商品番号: CM0020713



## 前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みの抗ヒストンH2Bウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットおよびその他の種を認識し、広範な交差反応性が予測されています。クロマチン、ヌクレオソームおよびPTM研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 詳細                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名       | ヒストンH2B ウサギpAb                                                                    |
| 備考/別名     | H2B, H2BE, H2BQ, GL105, H2B.1, H2BFQ, H2BGL105, H2B-GL105, HIST2H2BE, Histone H2B |
| 種         | ヒト                                                                                |
| 遺伝子ID（ヒト） | H2B                                                                               |
| 遺伝子ID     | 3017, 8349                                                                        |
| 免疫原       | 合成ペプチド（ヒトヒストンH2Bのアミノ酸1-100番、NP_003519.1）                                          |
| 起源        | ウサギ                                                                               |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                                                         |
| 応用        | WB、ELISA                                                                          |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲が予測される）                                                         |
| SWISS     | P62807 / Q16778                                                                   |
| タンパク質分子量  | 14 kDa                                                                            |
| 輸送方法      | 氷袋                                                                                |