


ウエスタンブロット、免疫沈降、免疫組織化学用

抗ヒストンH2B（精巣特異的）モノクローナル抗体 - Q96A08

商品番号: CM0006770



前書き

ヒト精巣特異的ヒストンH2B type 1-A

(H2BC1/TSH2B)

に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫沈降、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットおよび広範な種との交差反応性が予測されています。クロマチンおよび精子形成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒストンH2B（精巣特異的）ウサギmAb
備考/別名	STBP; TH2B; H2BFU; TSH2B; hTSH2B; TSH2B.1; HIST1H2BA; bA317E16.3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	255626
GeneID	255626
免疫原	ヒトヒストンH2B（精巣特異的）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド (NP_733759.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範な種が予測）
SWISS	Q96A08
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ