


抗ヒストンH2B（精巣特異的）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96A08

商品番号: CM0020844



前書き

ヒト精巣特異的ヒストンH2B（HIST1H2BA/TSH2B、Q96A08）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性あり。クロマチンおよび精子形成研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒストンH2B（精巣特異的）ウサギpAb
備考/別名	STBP; TH2B; H2BFU; TSH2B; hTSH2B; TSH2B.1; HIST1H2BA; bA317E16.3; Histone H2B (testis specific)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	255626
遺伝子ID	255626
免疫原	ヒトヒストンH2B（精巣特異的）組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96A08
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ