


Anti-Histone H3 ウサギポリクローナル抗体（Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Chip対応） - Q16695 / P68431

商品番号: CM0023484



前書き

ヒストンH3 (H3.1t/H3.4)

対応の高品質なウサギポリクローナル抗体。WB, IHC-P, IP, ELISA, ChIP

で検証済み。ヒト、マウス、ラットおよびその他の種と交差反応します。クロマチンおよびエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Histone H3 Rabbit pAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Histone H3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	H3
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	ヒト HIST3H3 (NP_003484.1) のアミノ酸 50-136 位以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲な反応が予測されます）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
配送	アイスバッグ