


Wb、Ip、If-P、Ihc-P、Elisa用抗ヒストンH3ウサギポリクローナル抗体 - Q16695 / P68431

商品番号: CM0024391



前書き

ヒトヒストンH3.1t (H3.4、H3/g) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IP、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。マウス、ラット、その他の種と交差反応します。クロマチンおよびエピジェネティクス研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒストンH3ウサギpAb
備考/別名	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3Cl6; HIST3H3; ヒストンH3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	8290/8350
免疫原	合成ペプチド ; ヒトHIST3H3 (NP_003520.1) のアミノ酸36-136内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲な反応が予測されます）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質分子量	15 kDa
配送	氷袋