

Anti-Histone H3.3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa, Chip, Chip-Seq - P84243

商品番号: CM0004860

前書き

WB、IHC-P、ELISA、ChIP、ChIP-seq用として検証された高品質な抗ヒストンH3.3ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット、その他の種に適しています。クロマチンおよびエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Histone H3.3 Rabbit mAb
備考/別名	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Histone H3.3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
GeneID	3020
免疫原	ヒトヒストンH3.3 (P84243) のアミノ酸57-136に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲な反応性が予測されます）
SWISS	P84243
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバッグ