


ウエスタンブロッティング、Elisa用 抗ヒストンH3.3 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q16695 / P68431

商品番号: CM0018497



前書き

ヒストンH3.3 (H3F3A/B)

に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットなど幅広い種での交差反応性が予測されており、クロマチンおよびエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒストンH3.3 ウサギ pAb
備考／別名	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Histone H3.3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	H3
遺伝子ID	8290/8350
免疫原	ヒトH3F3Aのアミノ酸1-136に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002098.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲に予測）
SWISS	Q16695/P68431
タンパク質重量	15kDa
輸送	保冷バッグ