


Wb、Elisa用抗ヒストンH4ポリクローナル抗体 - P62805

商品番号: CM0016504



前書き

ヒストンH4（P62805）に対するウサギポリクローナル抗体。広範な交差反応性（ヒト、マウス、ラット）を有し、WBおよびELISAでバリデーション済み。クロマチン生物学およびエピジェネティクス研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒストンH4ウサギpAb
備考／別名	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; ヒストンH4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	H4
GeneID	8359
免疫原	ヒトヒストンH4（NP_003529.1）のアミノ酸1～100の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11 kDa
輸送	保冷バッグ