


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗ヒストンH4 ウサギモノクローナル抗体 - P62805

商品番号: CM0002868



前書き

CamelBioは、WB、IHC-P、ELISAで検証済みの高品質な抗ヒストンH4 ウサギモノクローナル抗体を提供します。広範な交差反応性を持ち、ヒト、マウス、ラットのヒストンH4（P62805）を検出します。クロマチンおよびエピゲネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒストンH4 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	H4/p; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; HIST4H4; ヒストンH4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	121504
GeneID	8359
免疫原	合成ペプチド（ヒトヒストンH4（P62805）のアミノ酸24～103番の配列に対応する合成ペプチド）
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測される）
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11kDa
発送	氷袋