


Anti-Histone H4 Rabbit Polymab® For Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P62805

商品番号: CM0003549



前書き

ヒトHistone

H4を標的とするウサギ組換えモノクローナル抗体（PolymAb®）。WB、IF/ICC、IHC-P、ChIP、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応します。クロマチン/エピジェネティクス研究において、11 kDaのヌクレオソームコアタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Histone H4 Rabbit PolymAb®
備考/別名	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8359
遺伝子ID	8359
免疫原	ヒトHistone H4 (NP_003529.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62805
タンパク質分子量	11 kDa
配送	アイスバッグ