


Wb、If/Icc、Elisa用抗Hk1モノクローナル抗体 - P19367

商品番号: CM0006712



前書き

ウサギ由来のヒトHK1に対するモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。HK1は解糖系の第一段階を触媒し、自然免疫において機能を持ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	HK1 ウサギmAb
別名	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; ヘキソキナーゼ
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3098
免疫原	ヒトHK1 (NP_000179.2) のアミノ酸21~219番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19367
タンパク質分子量	102kDa
輸送方法	氷袋